

bite away®

Popis výrobku

bite away® je ruční zařízení, které uživateli umožňuje aplikovat terapeutickou dávku tepla přímo na hmyzí štípnutí nebo žihadlo. Díky tomu dojde k rozkladu toxinů, které způsobují bolest, otok a svědění. bite away® je klinicky prověřený výrobek poskytující dočasnou úlevu od bolesti, svědění a otoku vzniklých v důsledku bodnutí hmyzem nebo žihadla. Výrobek bite away® jednoduše zničí hmyzí toxiny, které bolest, svědění a otok způsobují. Také umožňuje uživateli vybrat si buď 3 sekundové tepelné ošetření, nebo delší, 6 sekundové ošetření. Výrobek je dodáván se dvěma AA bateriemi.

Indikace

bite away® je indikován k poskytnutí dočasné úlevy od bolesti a svědění vzniklých v důsledku bodnutí hmyzem jako například vosy, včely a komára. Pracuje na principu zvýšení lokálního krevního průtoku.

Kontraindikace

- Nepoužívejte na sliznice (např. uvnitř úst, v nose atd.)
- Není určen k použití na nebo okolo očí.

Návod k použití

- Před aplikací bite away® odstraňte z místa bodnutí žihadlo.
- Aplikátor (kulatý bílý disk na hrotu výrobku) přiložte přímo na kůži v místě štípnutí.
- Vyberte si buď 3 sekundové ošetření (levé tlačítko) nebo 6 sekundové ošetření (pravé tlačítko)
- Zmáčkněte tlačítko a okamžitě stlačení uvolněte. LED dioda bude během ošetření svítit a po skončení ošetření uslyšíte pípnutí a spolu s ním se LED dioda vypne.
- Ošetření lze opakovat dle potřeby.

Varování a upozornění

- bite away® nefunguje proti jedu pavouků, škorpiónů nebo hadů.
- bite away® je určen pro úlevu od bolesti okamžitě po hmyzím bodnutí. V případě alergie na tento hmyz (nebo v případě přetrvávající bolesti) okamžitě navštivte lékaře.
- bite away® není určen k tomu, aby nahrazoval lékařskou radu nebo ošetření. Pokud je bolest silná nebo vytrvalá konzultujte lékaře.
- Nepoužívejte v blízkosti oka nebo na slizničních membránách (např. uvnitř úst nebo v nose)
- Osoby s poruchou citlivosti vzniklou na základě jejich fyzického nebo zdravotního stavu, by měly být při používání přístroje bite away® extrémně opatrné. Pokud jste na pochybách, konzultujte před aplikací lékaře.
- Není doporučeno pro děti mladší 3 let.
- Děti mladší 12 let mohou zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Specifikace výrobku

- Zdroj energie: 2x1,5 V Lithiová baterie (je součástí balení)
- Provozní teplota: 51- 52 ° C
- Délka ošetření: 3 sekundy / 6 sekund
- Počet aplikací: zhruba 300

bite away® je lékařské zařízení třídy IIa: **CE 0494**

Výrobce

Riemser Pharma GmbH
An der Wiek 7
Greifswald-Insel Riems, D-17493
Německo
+49 (0) 38.351 76 0 (telefon)

Datum poslední revize návodu k použití : 19.2.2015