

## Dosed korunky

SPÁRA OKRAJ PODSEKŘIVINY

### Spára pro cement

☒ Bez spáry pro cement.

☒ Spára 0,08 mm

Přidat další oblast...

### Výška odlehčení

☒ Od okraje 1 mm

### Přídavné odlehčení

Okluzně 0,035 mm

Radiálně 0,035 mm

OK

Zrušit

## Dosed korunky

SPÁRA OKRAJ PODSEKŘIVINY

### Parametry okraje korunky

1. Horizontální 0,1 mm

2. Sklon 0,1 mm

3. Úhel 60 °

4. Vertikální 0 mm

5. Okraj pod margin 0 mm

### Znázornění parametrů



OK

Zrušit

## Volné modelování

VOLNĚ ANATOMICKY ZÁSUVNÝ SPOJ



Přidat/  
Odstranit



Vyhladit/  
Zploštit



Upravit

☒ Bazální 0,01 mm

☒ Statická Okluze mm

☒ Dynamická Okluze mm

☒ Sousedící mm



Oříznout všechny průniky

← ZPĚT

VRÁTIT →

OK

Zrušit

## Sloučit a Uložit

ULOŽENÉ SOUBORY

Restartovat sloučení

Zrušit sloučení

Odstranit stávající sloučené části

☒ Optimalizace pro zlepšení Volné modelace a 3D tisku.

Zuby 14-...-24 - Sloučený můstek (SLM)  
2024-10-08\_00029-002-14-13-12-11-21

OK

Zrušit

